

# BOOSTER PRO – Instrukcja obsługi (pełna wersja PL)

## Przegląd głównych trybów

### Tryb Radiance Booster (BOOSTER MODE)

Nałóż odpowiednią ilość produktu pielęgnacyjnego i przyłóż głowicę do skóry. Delikatnie roluj po okręgu, aby umożliwić wchłonięcie produktu. Zalecana częstotliwość: 1-3 razy dziennie (5-10 minut).

### Tryb Line MC (MC MODE)

Nałóż produkt pielęgnacyjny i przyłóż głowicę do skóry. Używaj, przesuwając od wewnętrznej strony twarzy na zewnątrz. Zalecana częstotliwość: 1-3 razy dziennie (5-10 minut).

### Tryb Elasticity Derma Shot (DERMA SHOT MODE)

Nałóż produkt i przesuвай głowicę po skórze, zatrzymując się na 2 sekundy w punktach mięśniowych. Zalecana częstotliwość: 1-3 razy dziennie (5-10 minut).

### Tryb Pores Air Shot (AIR SHOT MODE)

Po oczyszczeniu skóry delikatnie przesuвай krawędź głowicy po twarzy. Zalecana częstotliwość: 2-3 razy w tygodniu (5 minut).

Rekomendowana kolejność używania trybów: AIR SHOT MODE → BOOSTER MODE → MC MODE → DERMA SHOT MODE

## Środki ostrożności podczas użytkowania

- Uważaj, aby nie upuścić ani nie uderzyć urządzenia, może to spowodować awarię lub uszkodzenie.
- Chroń urządzenie przed wodą i kosmetykami.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – w razie problemów skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj w miejscach o wysokiej temperaturze ani wilgotności.
- Nie używaj w połączeniu z urządzeniami grzewczymi (np. poduszki elektryczne).
- Nie używaj, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Nie stosuj w sposób ciągły przez długi czas.
- Nie używaj równocześnie z innymi produktami mogącymi zakłócać działanie.
- W razie wysypki, swędzenia czy zaczerwienienia – przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj w pobliżu łatwopalnych substancji.
- Urządzenie nie jest wodoodporne – chroń je przed wodą.
- Nie używaj w łazience.
- Nie używaj podczas snu.
- Nie stosuj u dzieci i osób wymagających nadzoru bez opieki dorosłych.
- W razie dyskomfortu, zawrotów głowy, nudności – przerwij stosowanie.

## Środki ostrożności dotyczące przechowywania

- Przechowuj poza zasięgiem dzieci i z dala od wilgoci.
- Nie przechowuj w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem i przechowywaniem.
- Unikaj przechowywania w bezpośrednim słońcu.

## Środki ostrożności dotyczące użytkownika

- Nie używaj urządzenia pod wpływem alkoholu, leków nasennych lub środków odurzających.
- Nie używaj, jeśli masz rozrusznik serca, implanty elektroniczne lub metalowe.
- W przypadku chorób (serca, cukrzycy, epilepsji, nowotworów) skonsultuj użycie z lekarzem.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować użycie z lekarzem.

## Specyfikacja produktu

Model	HE-BP0X
Nazwa produktu	MEDICUBE AGE-R BOOSTER PRO
Wejście	DC 5V / 3A (USB-C)
Akumulator	7.77Wh (3.7V / 2600mAh)
Producent	APR Corporation, Korea
Kraj produkcji	Korea / Chiny (bateria)

## Gwarancja i polityka zwrotów

Produkt objęty jest roczną gwarancją od daty zakupu. W przypadku wad fabrycznych możliwa jest wymiana urządzenia lub zwrot pieniędzy. Zwrot lub wymiana możliwe są w ciągu 30 dni od zakupu – produkt musi być w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, zalania, upadku lub przeróbek.

## Ostrzeżenia dotyczące akumulatora litowego

- Nie wrzucaj akumulatora do ognia, nie deformuj i nie rozbieraj.
- Unikaj kontaktu akumulatora z wodą lub metalami przewodzącymi.
- Ładuj urządzenie wyłącznie oryginalnym kablem i ładowarką.
- Nie ładuj akumulatora w wysokiej temperaturze ani w pobliżu źródeł ciepła.
- W razie przegrzania, wydzielania zapachu, dymu lub nienormalnego zachowania akumulatora – natychmiast przerwij użycie i skontaktuj się z serwisem.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowarki na długi czas po pełnym naładowaniu.
- Wymiana akumulatora powinna być przeprowadzona tylko przez autoryzowany serwis.